


Anti-Prkcq (Npkc-Theta) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q04759

Artikelnummer: CM0030323



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PRKCQ (nPKC-theta) für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKCQ Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PRKCT; nPKC-theta; PRKCQ
Spezies	Human
GeneID (Human)	5588
GeneID	5588
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-230 des humanen PRKCQ (NP_006248.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q04759
Protein-Gewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel