

Anti-Prkcsh Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14314

Artikelnummer: CM0003818



Einführung

Anti-PRKCSH Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert spezifisch mit menschlichem PRKCSH (59 kDa), einer regulatorischen Untereinheit von Glucosidase II im endoplasmatischen Retikulum. Ideal für Forschung zur Qualitätskontrolle von Glykoproteinen und ER-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKCSH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GLIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5589
GenID	5589
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 429-528 von menschlichem PRKCSH (P14314) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14314
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel