

Anti-PrkcsH-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P14314

Artikelnummer: CM0029663



Einführung

Dieses polyklonale Kaninchen-Antikörper reagiert mit menschlichem, murinem und rattem PRKCSH (Glucosidase 2 Untereinheit Beta) und ist für Western Blot und ELISA validiert. Geeignet für die Forschung zur Glykoproteinverarbeitung und polyzystischen Nierenerkrankung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKCSH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Spezies	Mensch
GenID	5589
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 130-275 von menschlichem PRKCSH (P14314) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14314
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel