


Anti-Prkd3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O94806

Artikelnummer: CM0028057



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PRKD3 (Serin/Threonin-Proteinkinase D3, EPK2, PRKCN) gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zu Diacylglycerin-Signalisierung und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPK2; PKD3; PRKCN; PKC-NU; nPKC-NU; PRKD3
Spezies	Mensch
GenID	23683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem PRKD3 (NP_005804.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O94806
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel