


Anti-Prkg1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13976

Artikelnummer: CM0028855



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PRKG1 (cGMP-abhängige Proteinkinase 1), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Unverzichtbar für die Forschung zur NO/cGMP-Signalisierung in Studien zu glatter Muskulatur, Blutplättchen und ZNS.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKG1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PKG; cGK; AAT8; PKG1; cGK1; cGKI; cGK 1; PRKG1B; PRKGR1B; cGKI-BETA; cGKI-alpha; PRKG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5592
Gen-ID	5592
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-300 von humanem PRKG1 (NP_006249.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13976
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel