

Anti-Prkg2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13237

Artikelnummer: CM0020802



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRKG2 (cGKII), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzremitiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur intestinalen Sekretion, zum Knochenwachstum und zur synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMD4; PKG2; SMDP; cGK2; cGKII; PRKGR2; PRKG2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-160 von humanem PRKG2 (NP_006250.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13237
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel