

Anti-Prkra/Pact Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75569

Artikelnummer: CM0028770



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRKRA/PACT, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt ein Band bei ~34 kDa und kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Untersuchung von PKR-Aktivierung, RNA-Interferenz und Apoptose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKRA/PACT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Spezies	Human
GeneID (Human)	8575
GeneID	8575
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-313 von humanem PRKRA/PACT (NP_003681.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O75569
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eistasche