


Anti-Prkrip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H875

Artikelnummer: CM0021636



Einführung

Der PRKRIP1 Kaninchen-polyklonale Antikörper detektiert humanes, murines und ratten PRKRIP1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. PRKRIP1 ist eine entscheidende spliceosomale Komponente, die für das prä-mRNA-Spleißen benötigt wird, was diesen Antikörper ideal für die RNA-Prozessierungs- und Spliceosom-Forschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKRIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C114; KRBOX3; PRKRIP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	79706
GeneID	79706
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 67-134 von humanem PRKRIP1 (NP_078929.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H875
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche