

Anti-Prl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01236

Artikelnummer: CM0021436



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Prolaktin (PRL, ~26 kDa) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Laktations- und Milchdrüsenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GHA1; PRL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5617
Gen-ID	5617
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-227 von menschlichem PRL (NP_001157030.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01236
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel