

Anti-Prl/Prolaktin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P01236

Artikelnummer: CM0009900



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Prolaktin für IHC-P und ELISA Anwendungen. Geeignet für Laktations- und Hormonforschung an humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRL/Prolaktin Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	GHA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5617
GeneID	5617
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01236
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel