

Anti-Prmt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Artikelnummer: CM0005347



Einführung

Monoklonaler Anti-PRMT1-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-PRMT1 (42 kDa). Nützlich für die Erforschung von Argininmethylierung, epigenetische Regulation und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3276
Gen-ID	3276
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PRMT1 (Q99873) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99873
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel