


Anti-Prmt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55345

Artikelnummer: CM0023644



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PRMT2, geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Erforschung von Epigenetik und Signaltransduktion im Zusammenhang mit PRMT2-vermittelter Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRMT1L1; PRMT2
Spezies	Human
Gen-ID	3275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 290-433 von humanem PRMT2 (NP_001526.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P55345
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eistasche