


Anti-Prmt5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14744

Artikelnummer: CM0003919



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PRMT5, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PRMT5 (vorhergesagte Größe 73 kDa). Ideal für Studien zu Epigenetik und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10419
GenID	10419
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PRMT5 (O14744) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14744
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel