


Anti-Prmt5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14744

Artikelnummer: CM0023441



Einführung

PRMT5 Kaninchen-pAb, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Arginin-Methylierung, Chromatinregulation und Krebsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT5 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10419
Gen-ID	10419
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 538-637 von menschlichem PRMT5 (NP_006100.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14744
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel