


Anti-Prmt5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14744

Artikelnummer: CM0015493



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PRMT5 (O14744), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Arginin-Methylierung, Chromatinregulation und Spliceosomen-Assembly.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10419
GenID	10419
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem PRMT5 (NP_006100.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14744
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel