

Anti-Prmt6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Artikelnummer: CM0030492



Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes PRMT6 (HRMT1L6), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Unterstützt Untersuchungen zu Histonmethylierung, transkriptioneller Repression und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PRMT6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRMT1L6; T6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55170
Gen-ID	55170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-375 von humanem PRMT6 (NP_060607.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96LA8
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche