

Anti-Prmt6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Artikelnummer: CM0021237



Einführung

Polyklonaler PRMT6-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes PRMT6, eine Histon-Arginin-Methyltransferase, die an der Transkriptionsrepression, DNA-Reparatur und RNA-Spleißung beteiligt ist. Ideal für die epigenetische Forschung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HRMT1L6; PRMT6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55170
GeneID	55170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-375 des humanen PRMT6 (NP_060607.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96LA8
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku