

Anti-Prmt7 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvm4

Artikelnummer: CM0015213

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes PRMT7 (Q9NVM4). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Histonmethylierung, snRNP-Assemblierung und Genimprinting.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SBIDDS; PRMT7
Spezies	Mensch
Gen-ID	54496 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 513-692 des humanen PRMT7 (NP_061896.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVM4
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel