

Polyklonaler Anti-Prmt7-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvm4

Artikelnummer: CM0022305

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRMT7 (Protein-Arginin-N-Methyltransferase 7) für WB, IHC-P und ELISA. Zur Erforschung der Chromatinregulation, des genomischen Imprintings und der snRNP-Assemblierung. An humanen Proben validiert. 78 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SBIDDS; PRMT7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54496
Gen-ID	54496
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 513-692 des humanen PRMT7 (NP_061896.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NVM4
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Kühlakku