

Anti-Prmt7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvm4

Artikelnummer: CM0003011

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PRMT7 (Q9NVM4). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Arginin-Methylierung und Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT7 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SBIDDS; PRMT7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54496
Gen-ID	54496
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PRMT7 (Q9NVM4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVM4
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel