

Anti-Prmt8 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nr22

Artikelnummer: CM0019124



Einführung

Hochwertiger anti-PRMT8 Kaninchen-poliklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PRMT8. Geeignet für Studien zu Protein-Arginin-Methylierung, Chromatinregulation und gehirnspezifischen Funktionen. SWISS: Q9NR22.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HRMT1L3; HRMT1L4; PRMT8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	56341
GeneID	56341
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-380 des humanen PRMT8 (NP_062828.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR22
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel