

## Anti-Prmt9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P2P2

Artikelnummer: CM0018133



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PRMT9 gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Ein zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung von alternatives Spleißen und Protein-Arginin-Methylierung in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PRMT9 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | PRMT10; PRMT9                                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 90826                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 90826                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-170 von humanem PRMT9 (NP_612373.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                       |
| SWISS             | Q6P2P2                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 95kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |