


Anti-Pro Caspase-1 + P10 + P12 Kaninchen-Mak Für Wb, Ip, Elisa - P29466

Artikelnummer: CM0012746



Einführung

Erkennt humanes pro-Caspase-1 und dessen gespaltene Formen p10/p12 in WB, IP und ELISA. Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen mit Reaktivität gegenüber Human, Maus und Ratte. Forschungsqualität für Studien zu Entzündung, Pyroptose und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pro Caspase-1 + p10 + p12 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	ICE; P45; IL1BC; Cleaved-Caspase-1
Spezies	Human
GeneID (Human)	834
GeneID	834
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29466
Proteingewicht	45kDa
Versand	Kühlakkus