


Anti-Procr (Epcr) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Unn8

Artikelnummer: CM0025427



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes PROCR (Endothelialer Protein C-Rezeptor, EPCR), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Gerinnungsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PROCR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10544
GenID	10544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-210 des menschlichen PROCR (NP_006395.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UNN8
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel