


Anti-Procr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn8

Artikelnummer: CM0017702



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PROCR (Endothelial Protein C Receptor). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Blutgerinnung und Endothelfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PROCR Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Spezies	Human
GeneID (human)	10544
GeneID	10544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-209 des humanen PROCR (NP_006395.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNN8
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel