

Anti-ProdH Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O43272

Artikelnummer: CM0005843

Einführung

CamelBio bietet einen Anti-PRODH Kaninchen monoklonalen Antikörper (O43272) an, der für WB, IP, IHC-P und ELISA validiert ist und auf humane Prolin-Dehydrogenase 1 abzielt. Geeignet für Studien zum Prolin-Stoffwechsel und zur mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRODH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP5316
Spezies	Human
GeneID (Human)	5625
GeneID	5625
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O43272
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel