

Monoklonaler Anti-Proenkephalin-A-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P01210

Artikelnummer: CM0006783



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Proenkephalin-A (PENK). Validiert für WB, IF-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Schmerzwahrnehmung und der Opioidsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Proenkephalin-A-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PE; PENK-A; Proenkephalin-A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-267 des humanen PENK (NP_001129162.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01210
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku