


Anti-Profilin1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P07737

Artikelnummer: CM0005744



Einführung

Profilin1 Kaninchen-Monoklonalantikörper für WB und ELISA, der menschliches, murines und rattes Profilin-1 (P07737) erkennt. Validiert für Studien zum Zytoskelett und Actin-Bindung, ideal für die Forschung zu Neurodegeneration und ALS.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Profilin1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALS18; Profilin1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5216
Gen-ID	5216
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 61-140 von menschlichem PFN1 (P07737) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07737
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel