

Anti-Progastrin-Releasing Peptide Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07492

Artikelnummer: CM0022497



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Progastrin-releasing peptide (GRP), vorhergesagtes MG 16 kDa, für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung von gastrointestinalen Hormonen und Juckreiz-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Progastrin-releasing peptide Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Progastrin-releasing peptide
Spezies	Human
GeneID (Human)	2922
GeneID	2922
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen Progastrin-releasing peptides
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P07492
Protein-Gewicht	16kDa
Versand	Eistasche