

Anti-Progesteron-Rezeptor Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06401

Artikelnummer: CM0003786



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Progesteron-Rezeptor (PR, NR3C3) gerichtet ist. Geeignet für Western Blotting (WB) und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung der Hormonsignalgebung und der Biologie von Reproduktionsgeweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Progesteron-Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PR; NR3C3; Progesteron-Rezeptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 600-700 des menschlichen Progesteron-Rezeptors (P06401) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06401
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel