

Anti-Progesteron-Rezeptor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06401

Artikelnummer: CM0017355



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den humanen Progesteron-Rezeptor (PR, NR3C3). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Reproduktionsbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Progesteron-Rezeptor Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PR; NR3C3; Progesteron-Rezeptor
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5241
Gen-ID	5241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 des humanen Progesteron-Rezeptors (NP_000917.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06401
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eistüte