

Anti-Progranulin (Granulin) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P28799

Artikelnummer: CM0018065



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Progranulin (Granulin), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Studien zu Entzündungen, Wundheilung und lysosomaler Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Granulin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GEP, GP88, PEPI, PGRN, CLN11, PCDGF, Granulin
Spezies	Mensch
Gen-ID	2896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-310 des humanen Granulin (NP_002078.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P28799
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel