

Monoklonaler Anti-Prohibitin-2-(Phb2)-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99623

Artikelnummer: CM0007858



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Prohibitin 2 (PHB2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt endogenes PHB2 in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der mitochondrialen Funktion, der Transkriptionsregulation und der Zellsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prohibitin 2 (PHB2) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BAP, REA, p22, hBAP, Bap37, BCAP37, PNAS-141, Prohibitin 2 (PHB2)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11331
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–200 des humanen Prohibitins 2 (Prohibitin 2 (PHB2)) (Q99623) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99623
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku