

Anti-Prohibitin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P35232

Artikelnummer: CM0002618



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes Prohibitin (PHB, P35232). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert ein 30 kDa Protein. Geeignet für Studien zu Mitochondrien, Zellsignalisierung und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prohibitin Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin
Spezies	Mensch
GeneID	5245
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem Prohibitin (P35232) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35232
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel