

Anti-Prohibitin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35232

Artikelnummer: CM0013003



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches Prohibitin (PHB), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte, Affe. Geeignet für mitochondriale und Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prohibitin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5245
Gen-ID	5245
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 73-272 des menschlichen Prohibitins (NP_002625.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P35232
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel