

Anti-Prohibitin Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35232

Artikelnummer: CM0014958



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Prohibitin (PHB), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu mitochondrialen, nukleären und Plasmamembranfunktionen von Prohibitin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Prohibitin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PHB, PHB1, HEL-215, HEL-S-54e, Prohibitin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5245
GeneID	5245
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 73-272 des menschlichen Prohibitins (NP_002625.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35232
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel