

Anti-Prokineticin-2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc23

Artikelnummer: CM0028357

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes Prokineticin-2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur zirkadianen Rhythmik und des Gastrointestinaltrakts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PROK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60675
GenID	60675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-129 von humanem PROK2 (NP_001119600.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HC23
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel