

Anti-Prolactin-Inducible Protein (Pip) Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P12273

Artikelnummer: CM0027896



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Prolactin-induzierbares Protein (PIP/GCDFP-15). Validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt das 17 kDa reife sekretierte Glykoprotein. Kreuzreagiert mit Human. Für Brustkrebs- und exokrine Drüsenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPIP4; BRST-2; GCDFP15; GCDFP-15; PIP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5304
Gen-ID	5304
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-146 von menschlichem PIP (NP_002643.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12273
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel