


Anti-Prolyl-Hydroxylase Phd1 (Egln2) Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q96Ks0

Artikelnummer: CM0009688



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes EGLN2 (PHD1/HIF-PH1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von zellulärer Sauerstoffsensorik, HIF-Abbau und hypoxiebezogenen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prolyl-Hydroxylase PHD1 (EGLN2) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1; Prolyl-Hydroxylase PHD1 (EGLN2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	112398
Gen-ID	112398
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Prolyl-Hydroxylase PHD1 (EGLN2) (Q96Ks0) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Ks0
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel