

Anti-Prolyl Hydroxylase Phd1 (Egln2) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q96Ks0

Artikelnummer: CM0024454



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humane Prolyl-Hydroxylase EGLN2 (PHD1/HIF-PH1) gerichtet ist. Validiert für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Hypoxie- und HIF-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prolyl-Hydroxylase PHD1 (EGLN2) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1
Spezies	Mensch
GenID	112398
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 der humanen Prolyl-Hydroxylase PHD1 (EGLN2) (NP_444274.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96KS0
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel