

Anti-Prop1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075360

Artikelnummer: CM0021574

Einführung

Validieren Sie das Homeobox-Protein Prophet of Pit-1 (PROP1) mit diesem polyklonalen Kaninchenantikörper. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Erforschung der Hypophysenentwicklung und von CPHD2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PROP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CPHD2; PROP-1; PROP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5626
GeneID	5626
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des menschlichen PROP1 (NP_006252.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	075360
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel