

Anti-Proprotein Convertase 9 (Pcsk9) Rabbit Mab Für Wb, Elisa - Q8Nbp7

Artikelnummer: CM0005951



Einführung

Kaninchen anti-PCSK9 monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges PCSK9. Geeignet für die Untersuchung des Cholesterin-Homöostase, LDLR-Abbaus und kardiovaskulärer Erkrankungen. SWISS: Q8NBP7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Proprotein Convertase 9(PCSK9) Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	255738
GenID	255738
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 500-600 von menschlichem Proprotein Convertase 9(PCSK9) (Q8NBP7) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBP7
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel