

Anti-Pros1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07225

Artikelnummer: CM0014694



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PROS1 (Protein S). Für WB und ELISA validiert, mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Gerinnung und Thrombose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PROS1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PSA; PROS; PS21; PS22; PS23; PS24; PS25; THPH5; THPH6; PROS1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5627
GeneID	5627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 405–676 des humanen PROS1 (NP_000304.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07225
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Kühlakku