

## Anti-Prostatische Saure Phosphatase (Acpp) Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15309

Artikelnummer: CM0009709



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Prostatische Saure Phosphatase (ACPP), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Prostatakrebs, Phosphatase-Aktivität und HIV-SEVI-Fibrillen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Prostatische Saure Phosphatase (ACPP) Kaninchen mAb                                                                                                                            |
| Anmerkungen/Alias | ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatische Saure Phosphatase (ACPP)                                                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                                          |
| GeneID (Human)    | 55                                                                                                                                                                             |
| GeneID            | 55                                                                                                                                                                             |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Prostatischen Sauren Phosphatase (PAP/ACPP) (P15309) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                                                    |
| SWISS             | P15309                                                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 45 kDa                                                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                                      |