

Anti-Prostatic Acid Phosphatase (Acpp) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Artikelnummer: CM0020104



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche Prostatic Acid Phosphatase (ACPP). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Krebsforschung und Phosphatase-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prostatic Acid Phosphatase (ACPP) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatic Acid Phosphatase (ACPP)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55
Gen-ID	55
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-386 von menschlichem PAP/Prostatic Acid Phosphatase (ACPP) (NP_001090.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15309
Proteinmasse	45kDa
Versand	Eisbeutel