

Anti-Prostatische Saure Phosphatase (Acpp) Rabbit Polymab® Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Artikelnummer: CM0003480



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Prostatische Saure Phosphatase (ACPP), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Krebs- und HIV-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prostatische Saure Phosphatase (ACPP) Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP
Spezies	Human
GeneID (Human)	55
GeneID	55
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-386 der humanen Prostatischen Sauren Phosphatase (ACPP) (NP_001090.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15309
Protein-Gewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel