

Anti-Prostatasäure-Phosphatase (Psap) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Artikelnummer: CM0003796



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Prostatasäure-Phosphatase (PSAP/ACPP). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu humanen und Ratten-Proteinen. Geeignet für die Biomarker-Forschung bei Prostatakrebs und HIV-Infektionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prostatasäure-Phosphatase (PSAP) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatasäure-Phosphatase (PSAP)
Spezies	Human
GeneID (Human)	55
GeneID	55
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-386 der humanen Prostatasäure-Phosphatase (ACPP) enthält (NP_001090.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P15309
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistasche