


Anti-Protein C Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P04070

Artikelnummer: CM0008263



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Protein C (SWISS P04070). Geeignet für WB, IF-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Für Forschungszwecke in der Gerinnungsregulation und Endothelbarrierestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Coagulation Protein C Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PC; APC; PROC1; THPH3; THPH4; Coagulation Protein C
Spezies	Human
GeneID (Human)	5624
GeneID	5624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-461 von humanem Coagulation Protein C (P04070) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P04070
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel