


Anti-Proteinase 3/Pr3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24158

Artikelnummer: CM0022528



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Proteinase 3/PR3 (Myeloblastin) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für Entzündungs-, Neutrophilenbiologie- und Autoimmunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Proteinase 3/PR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinase 3/PR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5657
Gen-ID	5657
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P24158
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel