


Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Proteinase K - P06873

Artikelnummer: CM0021463



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Proteinase K, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für die fungale Proteinase K (P06873), geeignet zur Untersuchung der proteolytischen Aktivität und Keratinhydrolyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Proteinase-K-Kaninchen-pAb
Art	Mensch
Immunogen	Rekombinantes Protein der Proteinase K
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Pilze
SWISS	P06873
Versand	Kühlpack